

無光触媒

接触感染対策

ウイルス対策 ハイパーレジストコート™



特許技術「リン酸チタニア系セラミックコーティング」

- 従来の光触媒コーティング剤とは違い、光は不必要。
- 無光環境でも、抗菌・抗ウイルス効果を持続的に発揮。
- 24時間365日、抗菌・抗ウイルスが3年間持続。
※表面素材・使用環境により持続期間は変動。
- 消臭、防汚効果も、約3年間は継続。

※本品の安全性は、急性経口毒性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験、変異原性試験などで証明されており、無害で人・動物・環境にとっても優しい素材であることが確認されています。



大腸菌や黄色ブドウ球菌、O-157、MRSAにも。
ノロウイルスやインフルエンザウイルスにも最適。

● 飛沫感染のウイルス飛沫感染モデルとして、大腸菌ファージを空間飛散させ、本品をスプレー後に測定。

⇒結果：スプレー後、約1分で99.97%不活化




「リン酸チタニウムの除菌作用とは」

リン酸化チタニウムは、脱水縮合により抗菌処理をしたい部位に強く接着します。

その後、完全に乾燥することで、水分やアルコールなどが蒸発し、多孔質のコート面が形成されます。

この多孔質の穴は空気中の水分をイオン化させる性質を持ち、水酸化イオン(OH-)を生成し、吸着された細菌やウイルス、臭気などを分解、除菌・不活化します。



施工写真(ラウンジ)
※ガラスや鏡にも施工が可能

JCP 日本中央製薬株式会社
Good Health Good Life

お問い合わせ先 TEL:06-4805-7587(代表)

E-mail: contact@japan-central-pharm.com

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-8-15 新大阪松島ビル 902 号室

ウイルス対策 ハイパーレジストコート™は
日本中央製薬株式会社の登録商品です
施工等は、日本中央製薬(株)が実施致します。

商品企画書

日本中央製薬株式会社 担当：中島

商品名	JCP 除菌アルコールディスペンサー付き自動温度測定器（三脚・卓上スタンド付セット）
販売価格（希望小売価格）	¥16,000（税別） ¥17,600（税込）
カラー	本体：白色 温度表示部：黒色 計測温度表示：赤色
サイズ	仕様・機能欄 参照

仕様・機能

電源：USB接続（AC電源）、単三乾電池3本（別売り） 入力規格：DC5V 1500mA

アルコールタンク容量：1000ml

セット内容：本体、USBケーブル、三脚、卓上スタンド、卓上用受け皿

サイズ(約)本体：幅11×奥行13×高さ28cm

三脚使用時：幅62×高さ75～185cm

卓上使用時：幅11.5×奥行13.5×高さ43cm

製品特長

- 壁掛けと三脚と卓上の3way仕様でどこでも使える！
- 温度計付き自動アルコールディスペンサーです。
- 手をかざすだけでサッと「温度測定」と「アルコール噴霧」を同時に行うので、別々よりも格段に手間が省けます。
- 測定した温度が「正常」か「異常」かを日本語の音声アナウンスでお知らせします。
- 電源も、乾電池とUSB接続の2way仕様なので、移動して使用することができ、場所を選ばず設置することができます。

商品写真

注）本製品の温度表示は赤色となり、企画書の写真とは異なります。

3WAY 温度計付き
アルコールディスペンサー
壁掛け・卓上・三脚

商品サイズ/詳細

電源：USB接続、もしくは単三乾電池3本（別売り）

タンク容量：1000ml

入力：DC5V 1500mA

セット内容：本体、壁掛け用ネジ・アンカー×2

USBケーブル（約95cm）

卓上用スタンド・受け皿、三脚



サッと手をかざすだけ。
アルコール噴出と温度測定が同時に行えます。



日本語です
英語です

- ✓ 壁掛け/卓上/三脚の3way
- ✓ 日本語/英語アナウンス付き
- ✓ 摂氏/華氏 切り替え可能
- ✓ 噴出量5段階調整可能
- ✓ 乾電池/USB給電の2Way
- ✓ タンク容量1000ml



壁掛け、置き型、三脚の3パターンを使い方が出来る。便利な3点セット。

電源は乾電池とUSBケーブル接続の2way仕様なので、置き場所を選ばず使えます。